



Keep on moving

Brace Assortment

mobilis
by SIGVARIS GROUP

mobilis
by SIGVARIS GROUP

Ontdek hoogwaardige bandages voor

- knie
- voet
- hand
- elleboog
- rug

Met deze producten kunt u actief blijven in het dagelijks leven en van het leven genieten zoals u gewend bent. Afgestemd op elke individuele behoefte.

Inhouds- opgave



ELLEBOOG

EPI CARE	8
EPI BAND	9
EPI ACTIVE	10

HAND

MANU CARE	14
MANU WRAP	15
MANU ACTIVE	16
MANU SUPPORT	18
RHIZO SUPPORT	19

RUG

LUMBO CARE	22
LUMBO SUPPORT	23

KNIE

GENU CARE	26
GENU WRAP	27
GENU BAND	28
GENU ACTIVE PAD	30

ENKEL


MALLEO CARE	34
MALLEO ACTIVE BAND	35
MALLEO ACTIVE PAD	36
MALLEO SUPPORT	38

INDICATIES	40
-------------------	----



Keep on moving





Knieën, voeten, handen, ellebogen en rug - dit zijn allemaal belangrijke onderdelen van ons bewegingsapparaat. Operaties, blessures maar ook algemene slijtage of overbelasting kan pijn en ongemak veroorzaken in deze gebieden. Deze klachte moeten zo snel en effectief mogelijk worden verlicht. Dat is precies waar MOBILIS van SIGVARIS GROUP u bij ondersteunt.

MOBILIS van SIGVARIS GROUP biedt een collectie van hoogwaardige braces welke zorgen voor een betere kwaliteit van leven voor elke klant en stellen hen in staat hun leven te leiden op hun eigen manier. Elk type product van MOBILIS is ontwikkeld voor een specifiek doel; het ene biedt ondersteuning, de andere biedt bescherming of het biedt juist verlichting.

Wat alle producten met elkaar gemeen hebben, is hun behandelingspecifieke functionaliteit, slimme ontwerp en het gebruiksgemak.

SIGVARIS GROUP

SIGVARIS GROUP is een partner waarop u kunt vertrouwen om bij te dragen aan de gezondheid en het welzijn van de mens en aan het succes van uw bedrijf. Wij ontwikkelen continue een breed spectrum aan compressieoplossingen door te vertrouwen op meer dan 150 jaar medische expertise.

Voor de MOBILIS-lijn hebben we nauw samengewerkt met ons Poolse competentiecentrum, dat jarenlange ervaring heeft met de ontwikkeling van bandages en zachte orthesen. Elk van de producten is stuk voor stuk afgestemd op de behoeften van de doelgroep en biedt perfecte functionaliteit en een hoog comfortniveau.

SIGVARIS GROUP is dedicated to helping people feel their best. Every day.





Elleboog

EPICARE
EPIBAND
EPIACTIVE



EPI CARE

Elleboog support

(Chronische) Irritatie of zwelling zijn een last in het dagelijks leven. EpiCare verlicht deze symptomen door middel van warme, zachte compressie. Een siliconen grip aan de bovenkant zorgt ervoor dat de elleboogsupport op zijn plaats blijft zitten. Het materiaal is comfortabel en ligt zacht op de huid.

- **Optimale grip**
- **Maximaal comfort**
- **Onopvallend uiterlijk**
- **Universeel voor links en rechts**



compressie




verwarmend effect



proprioceptie

Maattabel



Maten	XS	S	M	L	XL
Elleboog omvang (in cm) in 30° flexie	20-23	23-26	26-29	29-32	32-35




Support Level **Medium**

EPIBAND

Elleboogbandage

Symptomen van een tennis- en golferselleboog hebben verlichting nodig op zeer specifieke locaties. EpiBand biedt deze verlichting. Dankzij de zachte pelotte ontlast de bandage de pezen en biedt snelle verlichting van de klachten. De EpiBand is verstelbaar in omvang en dus in mate van compressie.

- **Gepersonaliseerde verlichting**
- **Verstelbaar**
- **Past op elke arm**
- **Universeel voor links en rechts**



compressie




masserend effect



proprioceptie

Maattabel



Maten

One size

Omtrek van de onderarm (in cm), twee vingers onder de elleboog

20-35

Functionele zone
met een fijnmazig breiwerk voor
extra comfort

3D gebreid
voor een optimale pasvorm



Extra band
voor verstelbare
compressie

Pelottes
voor steun en verlichting




Support Level **Medium**

EPIACTIVE

Elleboogbrace

Gewrichtszwellingen, chronische irritatie, oedeem - ze veroorzaken alledrie pijn. EpiActive geeft compressie en ondersteunt optimaal. De pelottes masseren en ontlasten de peesaanhechtingen. De ergonomische vormgeving en het 3D-gebreide materiaal garanderen een perfecte pasvorm en maximaal comfort, terwijl de compressie ingesteld kan worden met de verstelbare band.

- **Optimale ondersteuning**
- **Maximaal comfort**
- **Modern ontwerp**
- **Universeel voor links en rechts**



compressie




masserend effect



proprioceptie

Maattabel



Maten	XS	S	M	L	XL
Omtrek van de elleboog (in cm) in 30° flexie	20-23	23-26	26-29	29-32	32-35





Hand

MANUCARE
MANUWRAP
MANUACTIVE
MANUSUPPORT
RHIZOSUPPORT




Support Level **Mild**

MANUCARE

Pols support

(Chronische) Irritatie van de pols kan leiden tot pijn. ManuCare biedt verlichting met warme, zachte compressie. De polsbandage support trekt heel makkelijk aan en is zeer comfortabel dankzij het zachte materiaal.

- **Milde compressie**
- **Maximaal comfort**
- **Onopvallend uiterlijk**
- **Universeel voor links en rechts**



compressie




verwarmend effect



proprioceptie

Maattabel



Maten	XS	S	M	L	XL
Omtrek van de pols (in cm), smalste deel van de pols	13-15	15-17	17-19	19-21	21-23

MANUWRAP

Polsbandage

Er is een bandage nodig, welke zowel stabiel als flexibel is, om verlichting te geven aan chronische irritatie of postoperatieve symptomen aan de pols. ManuWrap biedt het allebei. De ManuWrap is gemakkelijk aan te brengen, heeft een perfecte pasvorm met optimaal comfort. Het Breath-O-Prene materiaal heeft een thermoregulerende werking voor een optimaal huidklimaat.


- **Verstelbare niveaus van stabilisatie**
- **Ademend materiaal**
- **Goede pasvorm**
- **Universeel voor links en rechts**



stabilisatie



proprioceptie



Maattabel

Maten	S/M	L/XL
Omtrek van de pols (in cm), smalste gedeelte van de pols	13-17	17-23



Support Level **Medium**

MANUACTIVE

Polsbrace

Pijn aan de pols, veroorzaakt door artrose, artritis of peesontsteking, moet zo snel mogelijk worden verlicht. ManuActive geeft deze verlichting doordat deze compressie geeft aan de hand en deze stabiliseert door de ingezette balein en pelotte. De band kan worden gebruikt om de mate van stabilisatie en de pasvorm aan te passen, terwijl het anatomisch gevormde 3D breiwerk zorgt voor optimaal comfort.

- **Optimale ondersteuning**
- **Makkelijk in gebruik**
- **Modern ontwerp**
- **In linker en rechter uitvoering te krijgen**



stabilisatie



compressie




masserend effect



proprioceptie

Maattabel



Maten	XS	S	M	L	XL
Omtrek van de pols (in cm), smalste gedeelte van de pols	13-15	15-17	17-19	19-21	21-23

Functional zone
met fijnmazig breiwerk
voor extra comfort

3D gebreid
voor een optimale pasvorm



Balein
voor extra stabilisatie
van de pols

Extra polsband
voor instelbare
compressie

Pelotte
voor ondersteuning
en verlichting



Support Level **Strong**

MANUSUPPORT


Polsbrace

Bij behandeling van het carpaaltunnelsyndroom (CTS), artrose, artritis, instabiliteit of en ook post-operatief is er sterke stabilisatie van de hand nodig. Hierbij kan de ManuSupport ingezet worden. Gemaakt van stevig materiaal en uitgerust met verschillende baleinen immobiliseert deze brace de pols volledig zo dat deze zich zo goed mogelijk kan herstellen. De verstelbare klittebandsluitingen zorgen voor een optimale pasvorm.


- **Stevige stabilisatie**
- **Perfecte pasvorm**
- **Volledig herstel**
- **Universeel voor links en rechts**



stabilisatie



immobilisatie



Maattabel

Maten	S/M	L/XL
Omtrek van de pols (in cm), smalste gedeelte van de pols	13-17	17-23



Support Level **Strong**

RHIZOSUPPORT


Duimstabilisator

Skiduim (lateraal ligamentletsel van het duimbasisgewricht) en rhizarthrose zijn zeer pijnlijke aandoeningen. RhizoSupport helpt de duim te stabiliseren door middel van stevige fixerende baleinen. De klittebandsluitingen kunnen worden versteld om het comfort te verhogen. De duimschacht maakt het aan- en uittrekken van de brace erg eenvoudig.


- **Stevige stabilisatie**
- **Veilige grip**
- **Universeel voor links en rechts**



stabilisatie



immobilisatie



Maattabel

Maten	S/M	L/XL
Omtrek van de pols (in cm), smalste gedeelte van de pols	13-17	17-23





— Rug —

LUMBOCARE
LUMBOSUPPORT

LUMBOCARE

Rugbandage

Warmte kan gespannen spieren en pijn in de onderrug verlichten. Dit is precies wat LumboCare doet.

Dankzij het zachte materiaal biedt deze rugbandage maximaal comfort en kan eenvoudig onder de kleding worden gedragen. Hij is bovendien verstelbaar voor een goede pasvorm.


- **Lichte ondersteuning**
- **Verwarmend effect**
- **Onopvallend uiterlijk**



verwarmend
effect



proprioceptie



Maattabel

Maten	S	M	L
Omtrek (in cm) boven het bekken	70-95	95-115	115-135



LUMBO SUPPORT

Rugbrace

Stabiliteit is essentieel bij de behandeling van spierzwakte of pijn in de onderrug. LumboSupport heeft vier stabilisatie baleinen en is gemaakt van robuust materiaal om de onderrug te ondersteunen en te stabiliseren om de symptomen te verlichten. De mate van ondersteuning kan worden ingesteld met behulp van de banden en de buitenste baleinen kunnen worden verwijderd wanneer mildere ondersteuning voldoende is. Deze rugbrace wordt gedragen over het ondergoed of kleding.

- **Optimale stabilisatie**
- **Verstelbare banden**
- **Extra stevigheid**




stabilisatie



proprioceptie



immobilisatie



Maattabel

Sizes	S	M	L
Omtrek (in cm) rondom het bekken	70-95	95-115	115-135





— Knie —

GENUCARE
GENUWRAP
GENUBAND
GENUACTIVE PAD




Support Level **Mild**

GENUCARE

Knie support

Zowel warmte als compressie zijn belangrijk bij de behandeling van artrose, artritis, gewrichtszwelling en oedeem. GenuCare biedt milde, verwarmende compressie welke zacht en comfortabel draagt. Het sluit goed aan op het been en biedt optimale steun dankzij de siliconenrand aan de binnenzijde van de GenuCare.

- **Extra comfortabel**
- **Zakt niet af**
- **Onopvallend uiterlijk**
- **Universeel voor links en rechts**



compressie




verwarmend effect



proprioceptie

Maattabel



Maten	XS	S	M	L	XL
Omtrek van de knie (in cm) in 30° flexie	30-34	34-38	38-42	42-46	46-50

GENUWRAP

Kniebrace

Stabiliteit is essentieel bij de behandeling van pijn in de knie en bij herstel na een operatie of blessure. Dankzij de ingenaaide pelotte biedt GenuWrap extra ondersteuning rond de knie. De klittebandsluitingen zorgen voor verstelbaarheid en een aanpasbare pasvorm voor vrijwel elk been. Het Breath-O-Prene materiaal werkt thermoregulerend voor een juist huidklimaat en is dus extra comfortabel voor de huid.

- **Gemiddelde stabiliteit**
- **Aanpasbare maat**
- **Ademend materiaal**
- **Universeel voor links en rechts**



masserend effect




stabilisatie



proprioceptie

Maattabel



Maten	S/M	L/XL
Omtrek van de knie (in cm) in 30° flexie	30-42	42-55




Support Level **Medium**

GENUBAND

Patella band

Bij de behandeling van een jumpers knee of bij het patellofemoraal pijnsyndroom is het belangrijk om de pees te ontlasten. Dit is exact wat de GenuStrap doet. Zowel de grootte als de mate van compressie kan worden aangepast met behulp van een sluiting om de symptomen snel en effectief aan te pakken. De anatomische vorm zorgt voor extra comfort voor een sneller herstel en terugkeer op, onder andere, de sportvelden.

- **Nauwkeurige verlichting**
- **Anatomisch gevormd**
- **Verstelbaar**
- **Universeel voor links en rechts**



compressie




masserend effect



proprioceptie

Maattabel



Maten

One size

Omtrek van de knie (in cm) onder de patella in 30° flexie

30-55





Support Level **Medium**

GENUACTIVE PAD


Knie bandage

Zwelling, chronische irritatie of pijn rond de knie beperken de mobiliteit in het dagelijks leven. GenuActive biedt ondersteuning door middel van een pelotte en laterale spiraalbaleinen. De stof past zich perfect aan het lichaam aan, waardoor de pasvorm altijd goed is. Het ademende materiaal zorgt ervoor dat vocht van de huid wordt afgevoerd. Deze ondersteuning kan ook gebruikt worden tijdens sportieve activiteiten.

- **Perfekte pasvorm**
- **Hoge stabiliteit**
- **Sportief ontwerp**
- **Aanpasbaar maatsysteem**
- **Universeel voor links en rechts**



stabilisatie



compressie




masserend effect



proprioceptie

Maatkaart




Maten	XS	S	M	L	XL	XXL
Omtrek van de knie (in cm) in 30° flexie	30-34	34-38	38-42	42-46	46-50	50-54

Functionele zone

Met fijn, zacht
materiaal voor
extra comfort

3D knit

voor optimale pasvorm



Pelotte
ondersteunt en
ontlast de knieschijf

Spiraalbaleinen
voor stabiliteit



A close-up photograph of a human ankle joint, showing the skin and underlying structures. The image is partially obscured by a teal overlay and a white horizontal bar.

Enkel

MALLEOCARE
MALLEOACTIVE BAND
MALLEOACTIVE PAD
MALLEOSUPPORT



Support Level **Mild**

MALLEOCARE

Enkel support


Pijnlijke en geïrriteerde enkelgewrichten hebben ondersteuning nodig. MalleoCare biedt warme ondersteuning en zekerheid. Zowel de mate van compressie als stabilisatie kan worden ingesteld met een klittebandsluiting. Dankzij het dunne, nauwsluitende materiaal kan deze bandage comfortabel in schoeisel gedragen worden.



- **Gemiddelde ondersteuning**
- **Instelbare stabiliteit en compressie**
- **Universeel voor links en rechts**



stabilisatie




compressie



verwarmend effect



proprioceptie



Maattabel

Maten	S	M	L
Omtrek van de enkel (in cm), smalste deel	18-22	22-25	25-28

MALLEOACTIVE BAND


Enkelbandage

Bij artrose, artritis, lichte tot matige verstuikingen en bijvoorbeeld het hypermobiliteitssyndroom is er behoefte aan ondersteuning die compressie uitoefent en stabiliseert. De MalleoActive Band biedt verlichting. De elastische band maakt het mogelijk om de intensiteit van de stabilisatie te controleren. Het ademende 3D gebreide materiaal maakt het comfortabel om te dragen, zelfs in schoeisel.

- **Verstelbare stabiliteit en compressie**
- **Ultiem comfort**
- **Perfekte pasvorm**
- **Universeel voor links en rechts**



stabilisatie




compressie



masserend effect



propriocept



Maattabel

Maten	XS	S	M	L	XL
Omvang van de enkel (in cm), smalste deel	18-20	20-23	23-25	25-27	27-30



Support Level **Medium**

MALLEOACTIVE PAD


Enkelbandage

Om oedeem, zwelling of chronische irritatie te behandelen, is er ondersteuning, verlichting en mobiliteit nodig. MalleoActive is speciaal ontworpen om deze alledrie te bieden. De anatomisch gevormde laterale pelottes stabiliseren het gewricht en zorgen tegelijkertijd voor een aangenaam masserend effect. Het ademende 3D breiwerk garandeert een goede pasvorm en comfort. Deze ondersteuning kan ook gedragen worden in schoeisel.

- **Mild masserend effect**
- **Extra comfortabel**
- **Twee modellen (één voor de linker- en één voor de rechtervoet)**
- **Trekt makkelijk aan met meegeleverd slipvoetje**



stabilisatie



compressie



masserend effect



proprioceptie



Maattabel

Maten	XS	S	M	L	XL
Omvang van de enkel (in cm), smalste deel	18-20	20-23	23-25	25-27	27-30

Functionele zone
met fijnmazig
breiwerk voor extra

3D gebreid
voor een optimale
pasvorm

Pelottes
bieden ondersteuning en verlichting



Support Level **Strong**

MALLEOSUPPORT

Enkelbrace


Na een operatie of in geval van chronische instabiliteit hebben patiënten sterk de behoefte aan een veilig gevoel bij het lopen. MalleoSupport stabiliseert de enkel en biedt betrouwbare ondersteuning door middel van laterale stabilisatiebaleinen welke de enkel behoeden tegen onbedoeld verdraaien of zwicken. De enkelbrace kan aangespannen worden om een optimale pasvorm te verkrijgen voor vrijwel ieder model voet en trekt makkelijk aan/uit.



- **Zware ondersteuning**
- **Trekt makkelijk aan en uit**
- **Stevige grip**
- **Universeel voor links en rechts**




stabilisatie



immobilisatie



proprioceptie



Maattabel

Maten	S	M	L
Omtrek van de enkel (in cm), smalste deel	19-22	22-26	26-30





Indicaties

ASSORTIMENT

Support Level
Mild

Support Level
Moderate

Support Level
Medium

Support Level
Strong

	Support Level Mild	Support Level Moderate	Support Level Medium	Support Level Strong
ELLEBOOG	<p>EPICARE</p> 		<p>EPIBAND EPIACTIVE</p> 	
HAND	<p>MANUCARE</p> 	<p>MANUWRAP</p> 	<p>MANUACTIVE</p> 	<p>MANUSUPPORT RHIZOSUPPORT</p> 
RUG	<p>LUMBOCARE</p> 			<p>LUMBOSUPPORT</p> 
KNIE	<p>GENUCARE</p> 	<p>GENUWRAP</p> 	<p>GENUBAND GENUACTIVE PAD</p> 	
ENKEL	<p>MALLEOCARE</p> 		<p>MALLEOACTIVE BAND MALLEOACTIVE PAD</p> 	<p>MALLEOSUPPORT</p> 

**WE ARE DEDICATED TO HELPING PEOPLE
FEEL THEIR BEST. EVERY DAY.**

Proflebo BV

Hekkehorst 28
7207 BN Zutphen
T: 0575- 725 999
M: info@proflebo.nl
www.proflebo.nl

Export

SIGVARIS AG
Gröblistrasse 8
9014 St. Gallen
Phone +41 71 272 40 00
Fax +41 71 272 40 01

www.sigvaris.com

SIGVARIS, SIGVARIS GROUP and MOBILIS are registered trademarks of SIGVARIS AG,
CH-9014 St. Gallen/Switzerland, in many countries worldwide.
© 2023 Copyright by SIGVARIS AG, CH-9014 St. Gallen/Switzerland



**SIGVARIS
GROUP**

4-2024